



Frei von
BisGMA*
TEGDMA*
HEMA*!

Die sichere Verbindung.

Das lichthärtende Bracketadhäsiv.

Zur adhäsiven Befestigung von Metall-, Keramik- und Kunststoffbrackets sowie Bukkalröhrchen.

CONTEC Ic bietet alle Vorzüge lichthärtender Adhäsive. So steht Ihnen mehr Zeit zum Platzieren der Brackets zur Verfügung, bevor das Adhäsiv aushärtet.

Durch die hohe Viskosität verbleibt das Adhäsiv auf dem Bracket und fließt nicht weg. Gleichzeitig hat CONTEC Ic eine ausgezeichnete Haftkraft. Somit ist es die Lösung für alle Bonding-Aufgaben.

Die ergonomisch geformte Spritze ermöglicht ein einfaches Handling und ein gezieltes Steuern der Adhäsivmenge.

Der besondere Vorteil von CONTEC Ic ist, dass das Adhäsiv frei von BisGMA*, TEGDMA* und HEMA* ist. Bei diesen Stoffen besteht nachweislich ein allergisches Potential.



CONTEC Ic Set (REF 163-110-00) bestehend aus:

- 3 x 3 g CONTEC Ic Adhäsiv
- 1 x 5 ml CONTEC Ic Primer
- 2 x 2,5 ml CONTEC Ätzgel
- 6 x Einmalkanüle für Ätzgel
- 1 x CONTEC Einmalpinsel (50 Stück)
- 1 x CONTEC Kombi Instrument
- 1 x CONTEC Mischblock

Für ca. 800 Brackets (40 Behandlungsfälle).



* CONTEC Ic ist bei Verwendung von Metall- und Keramikbrackets frei von BisGMA (Bisphenol A Glyceroldimethacrylat), TEGDMA (Triethylenglykoldimethacrylat) und HEMA (Hydroxyethylmethacrylat).
CONTEC Ic ist bei Verwendung von Kunststoffbrackets frei von TEGDMA und HEMA.

- **Sehr gute Haftkraft**
- **Gut dosierbare Adhäsivpaste mit sehr guter Standfestigkeit**
- **Härtet unter allen Bracketbasen aus (für Kunststoffbrackets wird ein zusätzlicher Primer benötigt)**
- **Frei von BisGMA*, TEGDMA* und HEMA***



Einzelpackung	Inhalt	REF
CONTEC Ic	2 x 3 g Spritze	163-111-00
CONTEC Ic Primer	1 x 5 ml Flasche	163-113-10
CONTEC Kunststoff Primer	1 x 5 ml Flasche	163-100-10
CONTEC Ätzgel	2 x 2,5 ml Spritze	163-115-00
Einmalkanüle für Ätzgel	10 Stück	163-119-00
CONTEC Einmalpinsel	50 Stück	163-117-00
CONTEC Kombi Instrument	5 Stück	163-118-00
CONTEC Mischblock	2 Stück	163-116-00

Entwickelt in Kooperation mit:

SAREMCO
DENTAL

Das lichthärtende Retaineradhäsiv.

Zur adhäsiven Befestigung von festsitzenden Retainern.



CONTEC Icr wurde entwickelt, um die speziellen Anforderungen an das Bonden von kieferorthopädischen festsitzenden Retainern zu erfüllen. CONTEC Icr erlaubt es, Retainer sicher und mit maximalem Patientenkomfort zu befestigen. Dabei ist das Adhäsiv überaus langlebig und haltbar und überzeugt durch hervorragende Haftwerte.

Die gebogene Kanüle bietet zusammen mit der grazilen Spritze eine einfache Handhabung im linguale Frontzahnbereich.

CONTEC Icr ist frei von TEGDMA* und HEMA*. Für Patienten mit einer diagnostizierten Allergie auf diese Inhaltsstoffe ist CONTEC Icr somit die erste Wahl.

Einzelpackung	Inhalt	REF
CONTEC Icr	1 x 3,4 g Spritze	163-131-00
CONTEC Icr Einmalkanüle	10 Stück	163-120-00
CONTEC Icr Primer	1 x 5 ml Flasche	163-113-10
CONTEC Ätzzel	2 x 2,5 g Spritze	163-115-00
Einmalkanüle für Ätzzel	10 Stück	163-119-00
CONTEC Einmalpinsel	50 Stück	163-117-00
CONTEC Kombi Instrument	5 Stück	163-118-00
CONTEC Mischblock	2 Stück	163-116-00

Entwickelt in Kooperation mit:

SAREMCO
DENTAL

* CONTEC Icr ist frei von TEGDMA (Triethylenglykoldimethacrylat) und HEMA (Hydroxyethylmethacrylat).

- Hochgefülltes, pastöses Adhäsiv
- Besonders langlebig und haltbar
- Härtet mit einer spiegelglatten Oberfläche aus
- Frei von TEGDMA* und HEMA*

Frei von
TEGDMA*
HEMA*!



CONTEC Icr Set (REF 163-130-00) bestehend aus:

- 2 x 3,4 g CONTEC Icr Adhäsiv
- 6 x gebogene Einmalkanüle für Adhäsivspritze
- 1 x 5 ml CONTEC Icr Primer
- 2 x 2,5 ml CONTEC Ätzel
- 6 x Einmalkanüle für Ätzel
- 1 x CONTEC Einmalpinsel (50 Stück)
- 1 x CONTEC Kombi Instrument
- 1 x CONTEC Mischblock

Das gebrauchsfertige, chemisch härtende Adhäsiv.

Zur Befestigung von Metall-, Keramik- und Kunststoffbrackets sowie Bukkalröhrchen.



CONTEC go ist ein chemisch härtendes, gebrauchsfertiges Bracketadhäsiv, bestehend aus einer Adhäsivpaste und einem Aktivator. Die Aushärtung wird durch Druck initiiert. Dies erlaubt eine optimale Positionierung des Brackets auf dem Zahn, bevor das Adhäsiv aushärtet.

Die Haftkräfte, die für das Einlagern des Bogens benötigt werden, entstehen bereits 5 Minuten nach der Positionierung des Brackets. CONTEC go hat eine hohe Viskosität und ist dabei so eingestellt, dass die Standfestigkeit auf dem Bracket optimal gewährleistet werden kann. Darüber hinaus verfügt CONTEC go über eine gute Farbstabilität über die gesamte Behandlungsdauer hinweg.

Einzelpackung	Inhalt	REF
CONTEC go	2 x 2,5 g Spritze	163-321-00
CONTEC go Aktivator	1 x 10 ml Flasche	163-314-00
CONTEC go Ätzgel	2 x 2,5 g Spitze	163-312-00
CONTEC go Einmalkanüle für Ätzgel	10 Stück	163-322-00
CONTEC go Einmalpinsel	50 Stück	163-317-00
CONTEC go Pinselhalter	5 Stück	163-319-00
CONTEC go Spatel	50 Stück	163-318-00
CONTEC go Mischblock	2 Stück	163-316-00

- Viskoses Adhäsiv für eine spürbar höhere Standfestigkeit
- Reduzierung der Aushärtezeit auf 5 Minuten
- Ergonomisch geformte Spritzen für ein angenehmes Handling und sichere Dosierung

CONTEC go Set (REF 163-307-00) bestehend aus:

- 3 x 2,5 g CONTEC go Adhäsiv
- 1 x 10 ml CONTEC Aktivator
- 2 x 2,5 g CONTEC Ätzel
- 6 x Einmalkanüle für Ätzel
- 50 x Einmalpinsel
- 1 x Pinselhalter
- 1 x Spatel
- 1 x Mischblock

Für ca. 600 Brackets (30 Behandlungsfälle).



Dentaurum-Gruppe

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Informationen zu Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter www.dentaurum.com
- ➔ Einfach und schnell bestellen im **Dentaurum Online Shop**
- ➔ Beachten Sie auch unser spezielles Kursangebot. Hotline: +49 72 31/803 - 470

Hotline Festsitzende Technik: +49 72 31/803 - 550 | Hotline Herausnehmbare Technik: +49 72 31/803 - 555
Telefonische Auftragsannahme: +49 72 31/803 - 210 | Gebührenfreie Fax-Nummer (Deutschland): 0 800/4 14 24 34

Stand der Information: 04/18

Änderungen vorbehalten



www.dentaurum.com



Like us on Facebook!



YouTube

Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

D
DENTAURUM