



## **james-2 bond / Technische Daten**

Produktdefinition	Lichthärtendes, lösungsmittelfreies Einkomponenten-Adhäsiv (Primer und Bond) für Schmelz und Dentin
Zusammensetzung	Hydroxyethylmethacrylate Urethanemethacrylate Polyalkenoate methacrylized Hydroxypropylmethacrylate Glycerin-dimetharylate
Aspekt	Klare, gelbliche Flüssigkeit
Konsistenz	Viskose Flüssigkeit
Brechungsindex (25°C)	1.458-1.468
Scherkraftbelastbarkeit	16.9 MPa (Degrange, 2003)