



Saremco apt unibond / Technische Daten

Produktbeschreibung	HEMA- und TEGDMA-freies, lichthärtendes 1-Komponenten Self-Etch-Adhäsiv.
Zusammensetzung	ethanol, methacrylated phosphoric salt, aromatic urethanmethacrylate, BisEMA, water, fillers, initiators
Konsistenz	niedrig viskos
Scherkraftbelastbarkeit (Dentin)	> 10 MPa (Rinderdentin)
Scherbelastbarkeit (Schmelz)	> 10 MPa (Rinderschmelz)