



els seal / Technische Daten

Konsistenz	niedrigviskose homogene Flüssigkeit
Farbe	transparen / weiss opak
Durchhärtungstiefe (ISO 6874)	> 2,2 mm
Schmelzhaftung (Scherversuch, Rinderschmelz)	> 15 Mpa
Biegefestigkeit (DIN EN ISO 4049)	> 80 MPa
Druckhärte (analog DIN EN ISO 9917)	> 200 MPa
Konformität mit DIN EN ISO 6874	erfüllt
Haltbarkeit	4 Jahre