

## DIE PERMANENTE KRONE AUS DEM 3D-DRUCKER

---

### saremco print - CROWNTEC

**DIE „GAME CHANGER“**

Zähne und Prothesenbasis  
maßgefertigt aus dem  
3D-Drucker mit  
**CROWNTEC** und  
**DENTURETEC\***

CROWNTEC ist ein qualitativ überragender Kunststoff für die Herstellung von hoch biokompatiblen permanenten Restaurationen.

- für permanente Kronen, Inlays, Onlays, Veneers und künstliche Zähne
- hoch ästhetisches Einphasenmaterial mit perfekt abgestimmter Opazität
- hervorragende Biokompatibilität: keine eluierbaren Substanzen im wässrigen Umfeld
- schnell einsatzbereit ohne langes Aufschütteln
- Veredelung mit saremco els paintart möglich



\*siehe separate Produktinformationen

Weitere Informationen unter [www.saremco.ch](http://www.saremco.ch)



## Technische Daten

Konsistenz	mittelviskos, homogen
Farbe	gemäss VITA® Standard
Polymerisationstiefe (DIN EN ISO 4049)	≥ 1,5 mm
Biegefestigkeit (DIN EN ISO 4049)	> 130 MPa
E-Modul (DIN EN ISO 4049)	> 4000 MPa
Barcol-Härte	> 40
Lagerhaltbarkeit	3 Jahre
Medizinprodukt	Klasse IIa

NEUES DRUCK-  
FILE FÜR ASIGA!  
AUFKLEBER  
BEACHTEN

## Bestellinformationen (500g Flaschen)

REF	Produkt Beschreibung	Verfügbarkeit
8063	CROWNTEC, A1	an Lager
8052	CROWNTEC, A2	an Lager
8051	CROWNTEC, A3	an Lager
8055	CROWNTEC, A3.5	an Lager
8057	CROWNTEC, A4	auf Nachfrage
8065	CROWNTEC, B1 <b>Neu!</b>	an Lager
8056	CROWNTEC, B2	auf Nachfrage
8053	CROWNTEC, B3	auf Nachfrage
8058	CROWNTEC, C3	auf Nachfrage
8059	CROWNTEC, C4	auf Nachfrage
8054	CROWNTEC, D3	auf Nachfrage
8066	CROWNTEC, SW (Bleach-Farbe) <b>Neu!</b>	an Lager

