

LA COURONNE PERMANENTE DE L'IMPRIMANTE 3D

saremco print - CROWNTEC

LES „GAME CHANGER“

Dents et base de prothèse
sur mesure à partir de
l'imprimante 3D avec
CROWNTEC et
DENTURETEC*

CROWNTEC est une résine de haute qualité pour la production de restaurations permanentes hautement biocompatibles.

- pour couronnes, inlays, onlays et facettes permanentes ainsi que de dents artificielles
- matériau monophasé hautement esthétique avec une opacité parfaitement adaptée
- excellente biocompatibilité: aucune substance éluable en milieu aqueux
- immédiatement utilisable sans longues secousses
- finition avec saremco els paintart possible



*voir les informations produit séparées

Spécifications techniques

| | |
|--|-----------------------------|
| Consistance | viscosité moyenne, homogène |
| Couleur | selon le standard VITA® |
| Profondeur de polymérisation (DIN EN ISO 4049) | ≥ 1,5 mm |
| Résistance en flexion (DIN EN ISO 4049) | > 130 MPa |
| E-Module (DIN EN ISO 4049) | > 4000 MPa |
| Dureté Barcol | > 40 |
| Date de péremption | 3 ans |
| Dispositif médical | classe IIa |

NOUVEAU PRINT-
FILE POUR ASIGA!
VEUILLEZ NOTER
L'AUTOCOLLANT

Informations sur la commande (bouteille à 500g)

| REF | Description du produit | Disponibilité |
|------|--|---------------|
| 8063 | CROWNTEC, A1 | en stock |
| 8052 | CROWNTEC, A2 | en stock |
| 8051 | CROWNTEC, A3 | en stock |
| 8055 | CROWNTEC, A3.5 | en stock |
| 8057 | CROWNTEC, A4 | à la demande |
| 8065 | CROWNTEC, B1 Nouveau! | en stock |
| 8056 | CROWNTEC, B2 | à la demande |
| 8053 | CROWNTEC, B3 | à la demande |
| 8058 | CROWNTEC, C3 | à la demande |
| 8059 | CROWNTEC, C4 | à la demande |
| 8054 | CROWNTEC, D3 | à la demande |
| 8066 | CROWNTEC, SW (couleur blanchissante) Nouveau! | en stock |

