

saremco print | Kompatibilitätsübersicht

3D DRUCK MATERIAL	3D DRUCKER	REINIGUNG	NACHBEHANDLUNG
<p>DENTURETEC für alle Arten von Prothesenbasen</p>	<p>ASIGA alle Drucker mit 385nm</p> <hr/> <p>Weitere Geräte folgen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handreinigung (Reinigungspinsel und Tüchern) mit geringem Einsatz von IPA (96%) • Oberfläche und Innenseite des Druckobjekts mit Druckluft trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> • OtoFlash (NK-Optik) 2 x 2000 Blitze • HiLite Power (Kulzer) 2 x 180 s • Weitere Geräte folgen

Bitte beachten Sie: Diese Kompatibilitätsübersicht ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Ausgabedatum: 04/2022 | D600244 | Medizinprodukt der Klasse IIa

Weitere Informationen unter saremco.ch/downloads/gebrauchsanweisungen