

saremco print | Aperçu des compatibilités

MATÉRIAU D'IMPRESSION 3D	IMPRIMEUR 3D	NETTOYAGE	POST-TRAITEMENT
DENTURETEC pour tous les types de bases de prothèses dentaires	ASIGA toutes les imprimantes 385nm D'autres dispositifs suivront	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyage à la main (brosses et chiffons) avec une utilisation minimale de IPA (96%)• Séchage à l'air de la surface et de l'intérieur de l'impression objet	<ul style="list-style-type: none">• OtoFlash (NK-Optik) 2 x 2000 Flashes• HiLite Power (Kulzer) 2 x 180 s D'autres dispositifs suivront

Remarque : cette présentation de la compatibilité ne remplace pas le mode d'emploi. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.

Modifié : 04/2022 | D600245 | Dispositif médical de classe IIa

Plus d'informations sur saremco.ch/fr/telechargement/mode-demploi/