

## DER „GAME CHANGER“ IM BEREICH PROTHESENHERSTELLUNG

---

### saremco print - DENTURETEC

#### CUSTOMIZED AUS DEM 3D-DRUCKER

- einfach, schnell und präzise in der Herstellung
- immer die perfekte Passform

#### PERFORMANCE AT IT'S BEST

- zugleich sehr stark und elastisch
- lange Haltbarkeit und hoher Tragekomfort

#### HOCH BIOKOMPATIBEL

- nachweislich\* keine Restmonomere
- MMA-freies Prothesenmaterial

**DIE „GAME CHANGER“**

Prothesenbasis und Zähne  
maßgefertigt aus dem  
3D-Drucker mit  
**DENTURETEC** und  
**CROWNTEC™**



\*Univ.-Prof. Dr. Dr. Franz-Xaver Reichl, Walther-Straub-Institut für  
Pharmakologie und Toxikologie der Ludwig Maximilian Universität, München

™ siehe separate Produktinformationen

## Technische Daten

|  |                        |
|--|------------------------|
| Konsistenz                             | mittelviskos, homogen  |
| Farbe                                  | zahnfleischfarbe, hell |
| Polymerisationstiefe (DIN EN ISO 4049) | $\geq 1,5$ mm          |
| Biegefestigkeit (DIN EN ISO 4049)      | $> 100$ MPa            |
| E-Modul (DIN EN ISO 4049)              | $> 1000$ MPa           |
| Barcol-Härte                           | $> 20$                 |
| Lagerhaltbarkeit                       | 2 Jahre                |
| Medizinprodukt                         | Klasse IIa             |

## Bestellinformationen (500g Flaschen)

| REF  | Produkt Beschreibung       |
|------|----------------------------|
| 8062 | saremco print - DENTURETEC |

